

## Научно-производственное объединение «Альтернатива»

410071, Саратов, ул. Шелковичная, 186, оф. 511. Тел: +79063076980. +7(8452) 37-67-02, alternativa-sar@yandex.ru ИНН/КПП: 6455055692 / 645501001, ОГРН: 1126455001155, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара Кор/счет: 30101810200000000607, БИК 043601607, Р/Сч: 40702810156000002258

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	«Петритест™ (Индикатор)» - пластиковые флаконы-капельницы с реагентом для экспресс-анализа.
Производитель	Научно-производственное объединение «Альтернатива»
Описание	Продукция — представляют собой пластиковые флаконы-капельницы с реагентом для экспресс-анализа, формуляция которого является собственностью НПО «Альтернатива». Флакон имеет завинчивающуюся крышку капельницу конической формы. 5 флаконов по 120 тестов каждый.
Нормативная документация	ТУ 2643-012-37794199-2016
Особенности применения	Тест предназначен для быстрого выявления моющих и дезинфицирующих средств, содержащих щелочные и кислотные компоненты, ЧАСы, гуанидины, перекисные и хлорсодержащие соединения, а также их комбинации в смывах с рабочих поверхностей, тары, оборудования, рук персонала, сырья, продуктов и т.д. Система специально разработана для использования на пищевых производствах, на предприятиях общественного питания, учебных заведениях, детских дошкольных учреждения и т.д.
Специфические свойства	Ускоренное определение наличия/отсутствия моющих и дезинфицирующих средств.
Способ применения	Порядок использования «Петритест™ (Индикатор)» указан на сайте petritest.ru.
Оценка результатов	Наблюдайте за окрашиванием тестируемой поверхности, риски или тампона. Изменение цвета свидетельствует о наличии моющих средств.
Форма выпуска	Пластиковые флаконы-капельницы. Упаковка - 5 шт.
Условия хранения	При комнатной температуре в защищенном от света месте. Допускается хранение и транспортировка изделия при повышенных температурах до $30^{\circ}$ С на срок не более 14 суток и при пониженных температурах без потери качества и потребительских свойств.
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления. Дата / номер изготовленной партии указаны на упаковке.

